

# Schouderpulley - MoVeS - metaal

**gymna**

Art: 529025 | Merk: [MOVES](#)



## Productinformatie

De MoVeS schouderpulley is eenvoudig en overal te gebruiken ter preventie of bij de revalidatie van schouderproblemen waar vooral mobiliteit dient getraind te worden. De schoudertrainer bestaat uit een touw, katrol, twee handvaten en een metalen deuranker. Het systeem wordt makkelijk vastgemaakt door het deuranker over de deur te leggen en die te sluiten. De metalen verankering lost niet wanneer de deur terug geopend wordt.