

Kwell HEX BAR - 142 cm x 50 mm - 20 kg

Art: 579119 | Merk: **KWELL**

gymna

€ 200,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De **Kwell HEX BAR** is de must-have deadliftstang voor iedereen die de techniek van het deadliften op een veilige en zeer professionele manier wil benaderen.

Hij is korter dan een traditionele halterstang en is gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs in kleine ruimtes, zonder aan functionaliteit en prestaties in te boeten.

Bij het ontwerp is de belastingszone vergroot tot 25 cm, net als bij de klassieke olympische halterstang.

Specificaties

- Maximale belastbaarheid: 315 kg
- Lengte: 142,5 cm
- Lengte laadzone: 25 cm
- Diameter laadzone: 50 mm
- Diameter handvat: 25 mm

- Nettogewicht: 20,5 kg
- Materiaal: staal
- Handgreep (karteling): medium
- Afwerking: verchroomd
- Afmetingen verpakking L x B x H:[cm] 147 x 69 x 14
- Gewicht van het verpakte product: 22,5 kg