

# Rosidal K - 4 cm x 5 m

**gymna**

Art: 577210 | Merk: LOHMANN & RAUSCHER



## Productinformatie

Zwachtels met korte rek: 90% rek in lengterichting

- Elastisch weefsel met hoge druksterkte, voor stevige compressie
- Mogelijke Toepassingen:
  - Flebologische en lymfatische aandoeningen: acuut en chronisch lymfoedeem, spataderen, na vaatchirurgie, bij dermatologische aandoeningen v.h. been bv. sclerose,...
  - Traumatologie en sportgeneeskunde: ondersteuning en ontlasting
  - Fixatie van lichaamsdelen
  - Fixatie van verbanden
  - Luchtdoorlatend, wordt goed verdragen door de huid
  - 100% katoen, wasbaar in de machine tot 95°C (60°C wordt aangeraden), steriliseerbaar met stoom (121°C)
  - Eens gewassen laten drogen op vlakke ondergrond, niet strijken
  - Herbruikbaar: tot 50 wasbeurten (+/- 6 maanden tot 1 jaar)
  - Verkrijgbaar in verschillende breedtes, lengte is 5 m in uitgerokken toestand
  - Huidkleurig