


AguPunt APS Click dry needling naald - 0.25 x 25 **gymna**

mm (100 st)

Art: 585540



Productinformatie

De **Agupunt APS-naalden** zijn specifiek ontworpen en vervaardigd voor **dry needling** met behulp van feedback van kinesitherapeuten over de hele wereld. Dit heeft geresulteerd in een optimale naald waarmee de triggerpoints zeer goed bereikt worden.

De combinatie van **hoogwaardig, roestvrij chirurgisch staal, een 3-laagse coating en een scherpe conische punt** zorgt voor optimale penetratie, wat comfort voor de patiënt betekent en de behandeling zo minder pijnlijk maakt.

Bovendien zijn ze voorzien van een **koploze, flexibele en extra lange handgreep**, waardoor een optimale grip mogelijk is evenals een nauwkeurigere insertie.

Een groot verschil tussen Agupunt Dry Needling-naalden en acupunctuurnaalden is dat de dry needling-techniek wordt toegepast met **stuggere naalden**, waardoor de naald beter hanteerbaar is.