

Aquasonic 100 parker - 250 ml

gymna

Art: 1820194



Productinformatie

AQUASONIC® ULTRASOUNDGEL is geschikt voor een **breed scala aan echografieprocedures**, van diagnostische beeldvorming tot therapeutische toepassingen.

WAAROM KIEZEN VOOR AQUASONIC?

- **heldere en gedetailleerde beelden**, essentieel voor een nauwkeurige diagnose.
- wateroplosbaar, veilig en **hypoallergeen**, vrij van geur- en kleurstoffen, wat de kans op allergische reacties minimaliseert
- **niet-irriterend**: bevat geen schadelijke bestanddelen zoals formaldehyde of latex, waardoor het zacht en comfortabel is voor de patiënt.
- makkelijk in gebruik: de gel heeft een **gladde, niet-druipende consistentie** die makkelijk aan te brengen en te verwijderen is.
 - dit verbetert de workflow tijdens procedures en bespaart tijd.