

RET elektrode voor Winback - standaard - 60 mm - ***gymna***

3P

Art: 580565 | Merk: [WINBACK](#)



Productinformatie

- RET (resistieve) elektroden worden voornamelijk gebruikt voor diepere en hardere weefsels met weinig vocht zoals ligamenten, pezen, gewrichten, botten, ...
- naargelang de vorm of locatie van het te behandelen gebied kiest u voor vlakke of convexe elektroden, in verschillende afmetingen en diameters
- u herkent de RET elektroden aan hun grijze kleur
- enkel compatibel met Back 3^{TX} en Back 4