

# NuStep T4r zitcross trainer

**gymna**

Art: 507300 | Merk: NUSTEP



## Productinformatie

De NuStep T4r 'zitcrosstrainer' mag zich een gevestigde waarde noemen in rusthuizen, kinesitherapiepraktijken en huiskamers, en brengt daardoor de natuurlijke wandelbeweging in revalidatie en training in het bereik van iedereen.

- training - in zit - van zowel onderste als bovenste ledematen is mogelijk, samen of apart.
- de vele instelmogelijkheden maken de NuStep T4r geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, niveau, fysisch vermogen en doelstellingen.
- de NuStep T4r is o.a. inzetbaar in de neurologische, geriatrische, orthopedische en cardiale revalidatie.
- plaatsnemen vanuit een rolstoel vormt geen probleem dankzij de zetel die kan draaien en de opklapbare armsteunen.

### ALGEMENE KENMERKEN

- de low impact beweging garandeert een minimale belasting van de gewrichten.
- zetel draait 360°, vast te zetten in intervals van 45°
- opklapbare armsteunen.
- onmiddellijke 'freewheeling' mogelijk.
- staplengte wordt bepaald door de gebruiker.
- makkelijke 'clip' sluitingen voor instelling van de armen.
- optionele toebehoren zorgen voor een goede en ergonomische fixatie van eventueel verzwakte ledematen.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- lage instap: ca. 28 - 30 cm.
- rugleuning 43 cm hoog.
- voetschalen in kunststof met anti-slip (riempjes voor het bevestigen van de voeten zijn optioneel verkrijgbaar - art. 507.315).
- groot en duidelijk monochroom LCD display dat werkt d.m.v. batterijen.

- motiverende feedback via 'Pace Partner'
- data-export via USB.
- magnetische weerstand: 5 - 800 W - 10 weerstandsniveaus.
- max. gebruikersgewicht: 180 kg - max. gebruikerslengte: 193 cm.

Optioneel: transporter T4 om de NuStep T4r probleemloos te verplaatsen.