

Geleidende gel voor Winback - intimacy - 1000 ml

gymna

Art: 580542 | Merk: [WINBACK](#)



Productinformatie

Geleidende gel voor Tecartherapie. De sterk geleidende eigenschappen maken het ideaal voor de overdracht van WINBACK energie in zowel capacatieve als resistieve modi.

Winback Intimty geleidende gel kan zowel op de intieme zone als op de rest van het lichaam gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing: Breng precies de juiste hoeveelheid product aan, afhankelijk van het te behandelen gebied en de duur van de behandeling, daar waar de capacatieve of resistieve elektrode moet worden geschoven. Sluit de verpakking na gebruik.

Specificaties

- Samenstelling : Aqua [Water], Fenoxoethanol, Carbomeer, Natriumhydroxide, Dinatrium EDTA, Ethylhexylglycerine
- Bewaren bij kamertemperatuur onder 25°C.
- Inhoud: 1000 ml = 33,81 fl oz