

Respilift expiratie trainer

gymna

Art: 9011004 | Merk: [MEDINET](#)



Productinformatie

VOOR INDIVIDUEEL GEBRUIK RESPILIFT maakt lichte **weerstandstraining van de expiratoire spieren mogelijk**.

- het staafje gaat omhoog bij expiratie en verschaft zo visuele feedback.

INDICATIE

- Het gecombineerde gebruik van een inspiratie - en expiratie trainer helpt om de prestatie van beide spiergroepen te verbeteren.
- Deze training is aan te raden bij patiënten met malfunctie van de ademhalingsspieren, zoals bij COPD.

INHOUD

- Respilift toestel + slang + mondstuk

SPECIFICATIES

- een filter verzekert dat er geen gevaarlijke stofdeeltjes ingeademd worden.
- kan volledig uit elkaar gehaald worden om te reinigen. Reinigen met warm water (40°). Laat het vervolgens drogen.

OPGELET

- RESPILIFT is geen toestel bedoeld om volume of luchtstroom te meten.
- REPILIFT is enkel geschikt voor individueel gebruik.

In combinatie met RESPIPROGRAM of RESPIVOL is het trainen van de inademspieren mogelijk. Op deze manier maakt RESPILIFT het aaneensluitend in- en uitademen tegen weerstand mogelijk.