

Qines Qlick beugel multi mini - 52 x 20 cm

Art: 577490 | Merk: QINES

gymna

€ 184,80

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Qines **Qlick Multi Mini beugel** maakt deel uit van het **Qines Qlick opbergsysteem**. Qines is het huismerk van Gymna België.

Het Qines Qlick opbergsysteem is een revolutionair muurprofielensysteem waarop u al uw oefenmateriaal overzichtelijk kwijt kunt.

Het opbergsysteem vertrekt van een **basis muurprofiel** (art. 577.485) dat te bevestigen is tegen een **volle muur** en vervolledigd wordt met opbergbeugels/leggers.

Uw oefenmateriaal 'hangt' als het ware aan de muur.

Er blijft niets achter op de vloer. Niemand struikelt er nog over ...

MULTI MINI BEUGEL

- op het muurprofiel van 105 cm passen 2 Multi Mini beugels (andere combinaties zijn mogelijk).

- de **Multi Mini beugel** is onder meer geschikt om uw **Bosu**, Togu Balanza, Togu Jumper, medicine ballen, sangels en ander oefenmateriaal aan op te hangen.
- u 'klikt' deze beugel gewoon vast op het muurprofiel.

MULTI MINI LEGGER

- in de de Multi Mini beugel past een **houten Multi Mini inlegtablet** (art. 577.491) waardoor de beugel een legger wordt.
- voor het opbergen van massageproducten, zalven, klein oefenmateriaal, kleine apparatuur, kussens, kompressen, meet-apparatuur, massage-apparaat, ...

MODULAIR

- alles is apart en per stuk verkrijgbaar.