

# Clarius C7 - handheld echografietoestel -

**gymna**

## Microconvex Abdominaal - 3 jarige licentie

Art: 568506 | Merk: CLARIUS



### Productinformatie

De **CLARIUS C7 HD3** is een 'handheld' toestel ideaal voor **microconvexe echografie**. De Clarius C7 tilt draadloze echografie van **oppervlakkige abdominale structuren** naar een eenzame hoogte.

In combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal** hoogkwalitatieve echografie ter beschikking.

Huisartsen, specialisten, ... zweren bij deze doorontwikkelde, **lichtgewicht maar krachtige echografie scanner**. Een hoogwaardig en gebruiksvriendelijk toestel met een ultieme beeldkwaliteit.

In essentie krijgt u de benodigde klinische inzichten van echografie zonder de complexiteit van een uitgebreid systeem.

### CLARIUS MEMBERSHIP

De **Clarius Membership** voegt hier nog een extra laag aan toe (optie):

- geavanceerde functies zoals spraakbesturing, doppler, opnamemodus, etc.
- pre-sets die uw functionaliteit vergroten
- beeldopslag
- opleiding in de vorm van een virtuele bijscholing, online trainingen en video's

*\*Het 3 jarig Clarius Membership is een bundel speciaal ontworpen voor een betere workflow en efficiënter onderzoek.*

### SNELLE EN JUISTE DIAGNOSE

- Realtime high-definition beelden ideaal voor: **buik, blaas hart, longen, MSK, pediatrisch en logopedie**
- **pijnloos onderzoek** voor uw patiënten.
- **gerichtere doorverwijzingen** door betere klinische info.

## SCHERPE BEELDEN

- het Clarius C3 HD3 echografietoestel verwerkt de beelden tot **8 x sneller**.
  - de octal beamforming ondersteund door geavanceerde hard- en software - zorgen voor een verhoogde framesnelheid en daarmee voor **vloeiender en scherpere hoge-resolutie beelden**.

## GEBRUIKSGEMAK

- **gebruiksvriendelijke app** voor zowel Apple- als Android-apparaten.

## DRAADLOOS ZAKFORMAAT

- draadloos en toekomstbestendig want **geen poorten, geen kabels**.
- u hebt de absolute vrijheid om overal echografie toe te passen.
- de **nieuwste antennetechnologie** is nauwkeurig afgestemd op de meest betrouwbare directe wifi-verbinding met uw mobiele iOS- of Android-apparaten.
- zijn **kleine formaat en lichte gewicht** maken de Clarius C7 bijzonder geschikt om **mee te nemen**.
- in combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal hoogkwalitatieve echografieter beschikking**.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- frequentie: 3-10 MHz.
- diepte: max. 18 cm.
- batterijduur: 60 min scantijd / oplaadtijd: 90 min.
- afmetingen: 151 x 76 x 32 mm / gewicht: 289 g.