

# Germstar handontsmetting 70% - touchless

**gymna**

## dispenser + vulling - 946 ml - wit

Art: 503734 | Merk: [GERMSTAR](#)



### Productinformatie

'Touchless' handhygiëne. Desinfecteer uw handen zonder water, zeep of handdoek te gebruiken. Zeer breed werkingsspectrum: virussen, bacteriën, schimmels ... De dispenser geeft u, zonder dat u hem moet aanraken, de juiste dosis dankzij dosering via elektronisch oog.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- Zelfdrogende oplossing op basis van isopropylalcohol, zonder chemische additieven.
- Elimineert 99,9% ziektekiemen en bacteriën - 70% alcohol.
- De natuurlijke huidverzorgende producten die aan Germstar zijn toegevoegd beschermen en herstellen de vochtbalans van de huid.
- De handen blijven zacht aanvoelen en drogen niet uit.
- De vulling is goed voor ca. 900 keer handen desinfecteren.
- Werkt op batterijen (meegeleverd).

### INBEGREPEN:

- Germstar handontsmetting 70% (vulling)
- Touchless dispenser (bol)
- Toebehoren voor muurbevestiging (tafelstaander NIET inbegrepen)
- Batterijen

### APART VERKRIJGBAAR:

- Tafelstaander (optie)
- Navulling Germstar handontsmetting 70%