

Artzt Vitality Vintage Series - bokszak

gymna

Art: 577196 | Merk: [ARTZT VITALITY](#)



Productinformatie

Revalideren op een 'old school' manier met deze VINTAGE BOKSZAK van Artzt gemaakt uit **echt lede**r.

TOEPASSINGEN

- verbeteren stabiliteit en conditie.
- optimaliseren coördinatie.
- uitstekende training voor zowel lichaam als geest.
- training van kracht en snelheid.

HOE WORDT DE BOKSZAK OPGEHANGEN?

- De bokszak moet aan een massief plafond worden gehangen, zoals beton of houten/stalen balken.
- Hoogte plafond? De onderrand moet ongeveer ter hoogte van uw dijen komen. Afhankelijk van de lichaamsgrootte moet de bokszak daarom 60 - 80 cm van de grond verwijderd zijn. Omdat de bokszak inclusief de meegeleverde ketting een lengte van 175 cm heeft, moet de plafondhoogte ongeveer 2,30 m tot 2,50 m zijn.
- De bokszak kan worden gehaakt met behulp van de meegeleverde karabijnhaak.

Specificaties

- Afmeting: 115 x 30 cm
- Lengte van de ketting: 60 cm
- Gewicht: 25 - 30 kg
- Materiaal: hoog kwalitatief rondsleder
- Vulling: textielvezels
- Dikte van het leer: 1,2 - 1,5 mm
- Incl. ankerketting en vulling
- Excl. plafondhaak