

# MoVeS mini loop - geel - licht - 30 x 2,5 cm

**gymna**

Art: 529160 | Merk: MOVES



## Productinformatie

De mini loops van MoVeS zijn beschikbaar in vier verschillende weerstanden. De 'lussen' - uit natuurlatex - zijn **extra solide** en **buitengewoon elastisch**.

- toepassing: stretching en versterken van diverse spiergroepen
- in lusvorm
- de lengte is 30 cm voor elke weerstand
- de breedte is 2,5 cm voor elke weerstand

### KLEURCODE WEERSTAND

- geel: licht
- rood: medium
- groen: sterk
- blauw: zeer sterk