

Hoofdsteunkussen - buiksteunkussen - PU

gymna

desinfecteerbaar - Qines

Art: 576910 | Merk: [QINES](#)



Productinformatie

- kussen voor het positioneren van patiënten in buiklig of ruglig.
- kwaliteitsvol kunstleder in PU, te desinfecteren met alcohol of andere gangbare desinfecteermiddelen.
- hoge resistentie tegen veelvuldige wrijving en zweet.
- afgewerkt met een verdoken rits, wat de kans op beschadiging van de tafel tot een minimum herleidt.
- kleur graniet
- afmetingen: 41 x 31 cm, dikte 10 cm
- made in Belgium