

Vaco 400 - zwart

gymna

Art: 360680 | Merk: GYMNA



Productinformatie

De Vaco 400 is een modern apparaat waarmee u veel tijd wint: u fixeert elektrodes voor elektrotherapie - snel en eenvoudig - op moeilijke plaatsen zoals schouders.

- passieve massage tijdens het pulseren door aanzuigen en loslaten.
- betere doorbloeding, dus betere penetratie van de stroom door de verminderde huidweerstand.

KENMERKEN

- 2 onafhankelijke kanalen.
- 2 of 4 polig.
- continue en pulsmodus.
- elektronische vacuümcontrole.
- aansturing via Combi 400 of Duo 400.