

BOBO Motion Sensor 2.0

gymna

Art: 510877



Productinformatie

De **Bobo Motion Sensor 2.0** is een draagbare bewegingssensor met app voor interactieve open en gesloten keten oefeningen van bovenste – en onderste lidmaat.

PATIËNT MONITORING

- **real-time feedback** via de **ingebouwde goniometer**.
- progressie is eenvoudig meetbaar.
- resultaten worden automatisch opgeslagen.
- verbeter ook de **flexibiliteit en kracht** door het toevoegen van een elastische band of gewicht/manchet.

OP MAAT VAN UW PATIËNT

- **kies welke beweging** uw patiënt moet oefenen en/of stel een **oefening schema** op.
- bepaal zelf de toegestane range of motion.
- de sensor is te bevestigen aan eender welk lichaamsdeel via velcro fixatiebanden.
- keuze uit verschillende **oefeningen, vooraf gedefinieerde revalidatieprogramma's of games**.
- sla het oefenschema op per patiënt en pas het later aan!

WERKT MOTIVEREND

- u ziet **onmiddellijke range of motion** op uw tablet of smartphone.
- motiveert uw patiënten om hun eigen behandeldoel te bereiken.
- **gebruiksvriendelijke app**: patiënt kan deze zelf gemakkelijk bedienen.
- maak van routineoefeningen een spannend en motiverend spel!

UW BOBO MOTION SENSOR PAKKET BEVAT

- 1 sensor, 3 fixatiebanden in verschillende lengtes (30/60/90cm), katoenen opbergzakje, instructies en een gratis app.

Specificaties

- **Gratis app** (App Store of Google Play): **Bobo Pro 2.0**
 - Registratie met mailadres waar 'product-key' aan gekoppeld wordt
 - Product key is terug te vinden op de sensor zelf
 - Bluetooth en locatie instellingen inschakelen
- Toegang tot het gedeelte '**kracht en flexibiliteit**':
 - ROM beoordeling en training
 - Aanpasbare trainingsprogramma's
 - Bewegingsspelletjes
 - Geavanceerde revalidatieprotocollen
 - Honderden oefeningen
- **Technische specificaties:**
 - LED- en geluidsindicatoren
 - Sensoren: 3-assige versnellingsmeter
 - Batterijtype: Munt CR2032 3V - niet oplaadbaar
 - Levensduur batterij: Ca. 400 uur continu gebruik
 - Communicatiemodule: Bluetooth Lage Energie (BLE)
 - Product afmetingen (LxBxH) :48 x 33 x 12 mm
 - Gewicht: 20g
 - Afmetingen verpakking: 18x5x12cm
 - Kleur: Zwart