

# Kwell Trampoline

**gymna**

Art: 578900 | Merk: KWELL



## Productinformatie

Trampoline voor algemene stabiliteitstraining of voor revalidatie van het onderste lidmaat.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- 36 elastieken zorgen voor **een aangename manier van oefenen**.
- zacht voor de gewrichten.
- geen piepend geluid van veren.
- anti-slip voetjes.
- eenvoudig afschroefbare poten, makkelijk om de trampoline op te bergen.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- maximum gewicht gebruiker : 100 kg.
- diameter : 118 cm.
- hoogte : 35 cm.
- kleur : zwart/rood.

BOUWPAKKET, zelf te monteren volgens de stappen in de handleiding.

Optioneel: art. 578905: in hoogte verstelbare handensteun (niet meegeleverd).