

Toorx Aerobic step pro - 3 hoogtes

gymna

Art: 576550



Productinformatie

De Aerobic Step Pro van Toorx is een professionele stepbank waarvan de hoogte eenvoudig instelbaar is op drie verschillende niveaus. Deze aerobic step is geschikt voor alle patiënten, ongeacht revalidatie status. Een onmisbaar oefen hulpmiddel in de kinesitherapie praktijk. Veel toepassingen in de kinesitherapie

- Oefentherapie: kracht onderste lidmaat, uithouding, kniestabiliteit ...
- Ideaal om te oefenen om de trap terug op of af te lopen, of als onderhoudstherapie zodat ouderen de trap kunnen blijven nemen.
- In het sportmilieu kan het ook gebruikt worden om op te drukken met verhoging voor schouder-, borst- en armspiertraining.
- De behandeling blijft uitdagend voor iedere patiënt doordat er met verschillende hoogtes kan gewerkt worden.

Toorx Aerobic step staat voor kwaliteit en veiligheid

- Stabiliteit en gebruiksgemak.
- Antislip onderkant en oppervlak voor optimale houvast en veiligheid, ook bij meer complexe oefeningen.
- Verstelbare hoogte: 15, 20 en 25 cm.

Een stevige step met een moderne look

- Afmetingen (LxBxH): 89 x 39 x 25 cm.
- Kleuren: zwart, rood en grijs.
- Max gebruikersgewicht: 140 kg.