

Steriel kompres Sterilux - 8 lagen - 5 x 5 cm (40 x 5 **gymna** st)

Art: 9020120 | Merk: **HARTMANN**



Productinformatie

Klassiek gaascompres met gevouwen zelfkanten voor de algemene wondverzorging, bij de eerste behandeling van vuile, geïnfecteerde en zeer exsuderende wonden **of als depper bij kleinere operatieve ingrepen**.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- vervaardigd uit absorberend katoengas.
- steriel.
- met gevouwen zelfkanten.
- kan verschillende keren worden opengevouwen zonder rafelvorming.
- sterk absorberend.
- luchtdoorlatend.
- zacht en soepel.