

Blackroll Fascia Gun

Art: 577160 | Merk: BLACKROLL

gymna

€ 149,90

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De BLACKROLL FASCIA GUN is een **handmassage apparaat** voor vibratietherapie. Een elektronische **massage gun** of **massage pistool** dat **vibratiemassage** (percussiemassage, klopmassage) genereert om **spieren en fascia gericht los te maken**. Zowel voor de professionals - kinesisten, sportmasseurs en andere therapeuten - als voor de sporters (zelfmassage). Kortom voor iedereen die gezonde spieren belangrijk vindt.

Het Blackroll massagegun is **het onvermoeibare verlengde van úw handen**: geschikt voor het behandelen van spieren, pezen en fascia.

Waarom een massage gun?

- dankzij de verschillende snelheden (snelle of minder snelle trillingen) **werken de massages dieper in** op spieren en fascia of bindweefsel dan een standaard massageapparaat.
- aangepaste massagekoppen zorgen ervoor dat de vibraties inwerken op **verschillende (stijve) spieren of spiergroepen**.
- maakt **spierspanningen** en weefselspanningen los, verhoogt de bloedsomloop.
- activeert het zenuwstelsel, **bereidt spieren voor op belasting**.
- bevordert het herstelproces, versnelt een **efficiënt spierherstel**.
- verkleint de kans op vervelende blessures of chronische pijn.
- pakt diepe knopen in de spieren gericht aan.

Waarom een BLACKROLL FASCIA GUN?

- **4 frequenties** (van 1200 rates/min tot 3200 rates/min) voor regeneratie en activering van spieren.
- bij de ontwikkeling van het Blackroll massegepistool is erop gelet dat er 2 standen onder 30 Hz liggen.
 - voordeel van een zeer zacht niveau 1 (20Hz), zeldzaam bij dit type product, ideaal voor **myofasciale ontspanning**.
 - vooral geschikt voor de regeneratie en om gespannen spieren op een zachte manier los te maken.
 - ook geschikt voor **gevoelige spieren**, voor spierontspanning of spierrelaxatie.
- stand 3 en 4 zijn voornamelijk geschikt om spieren te activeren en vormen dus een perfecte voorbereiding voor een training.
- 4 verwisselbare massagekoppen.

De 4 vibratiestanden voor regeneratie & activering van spieren.

- Stand 1
Relax Modus - 20 Hz; 1200r/min
 --> voor relaxatie, regeneratie en herstel.
- Stand 2
Post Exercise Mode - 28,3 Hz; 1700r/min
 --> voor cooling down, preventie van spierpijn na een training, herstel, verhogen van circulatie en verminderen van pijnlijke zones.
- Stand 3
Pre Exercise Mode - 45 Hz; 2700r/min
 --> voorbereiding vóór het sporten, verminderen van het risico op letsels en verhogen van de mobiliteit zonder prestatieverlies.
- Stand 4
Pro Mode - 53,3 Hz; 3200r/min
 --> voor grote spiergroepen zoals de bilspieren, is heel intensief en wordt aangeraden vóór een training of wedstrijd.

De 4 verschillende en verwisselbare opzetstukken

- Silicone ball
 --> voor massage van het hele lichaam; heel goed te combineren met de relax mode.
 --> siliconen materiaal biedt genoeg grip op de huid om de gewenste plek gericht te masseren.
- Silicone fork
 --> perfect voor het masseren van parallel lopende spierstrengen, het gebied rond de achillespees of het bovenste gedeelte van de monnikskapspier.
- Silicone trigger
 --> DE massagekop voor selectieve triggerpoint massage met vibratie
 --> helpt bij het losmaken van plaatselijk verhard weefsel en verkleefde fascia.
- Metal flat
 --> voor gebruik op het hele lichaam.
 --> glijdend metalen materiaal voor strijkende beweging over kleding of huid.
 --> kan met massageolie worden gebruikt.

Hygiëne

- reinig het apparaat niet tijdens het opladen.
- gebruik geen water maar alleen een vochtige doek.
- gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- opzetstukken mogen worden gedesinfecteerd.

Technische specificaties

- oplaadbare 2600mAh lithium-ionen-batterij (USB-C aansluiting meegeleverd).
- batterij met ultra lange autonomie, maar liefst 15 uur!
- kwaliteitsmateriaal: aerospace grade aluminium chassis.
- zéér licht apparaat: slechts 544 g.
- ergonomische afmetingen: 14 x 8,7 x 4,8 cm, ligt goed in de hand.
- motor: SR-3925-033 borstelloze motor.
- stalling force: 14.5KGF - capaciteit: 24 W - nominale stroom: 2A - frequentie : 50-60Hz.

Inhoud van de doos: 1 x Blackroll Fascia Gun - 4 massagekoppen - 1 USB oplaadkabel.