

Leukotape P Combi Pack, incl. Fixomull

gymna

Art: 500379 | Merk: [BSN](#)



Productinformatie

Kit van Leukotape P en Fixomull Stretch.

- Leukotape P is een sterke, starre huidskleurige tape met een extreme kleefkracht, met de hand scheurbaar. In verband met de grote kleefkracht wordt een onderlaag van Fixomull stretch geadviseerd. Hiermee wordt de huid gespaard, zonder de stabiliteit teniet te doen.
- Dankzij de hoge trekvastheid en de sterke kleefkracht is hij geschikt voor toepassingen volgens de McConnell-methode.
- In combinatie met de Fixomull Stretch, uitstekend geschikt voor ontlastingsverbanden en redresserende bandages.

Toepassingen:

Voor behandeling van het patello-femorale pijnsyndroom volgens de McConnell-methode

Voor de behandeling van chronische, degeneratieve aandoeningen van het bewegingsapparaat en het posturale systeem.

Voor steun en immobilisatieverbanden waarbij grote krachten op windsels worden uitgeoefend.