

# Manchet Game Ready voor arm/elleboog/kuit

**gymna**

Art: 580810 | Merk: [GAME READY](#)



## Productinformatie

De manchetten van de Game Ready zijn een essentieel onderdeel van het Game Ready koudetherapie- en compressiesysteem.

De Game Ready manchetten zijn speciaal ontworpen voor **verschillende gewrichten en lichaamsdelen**.

- **ergonomisch ontwerp:** past goed rond het gewricht of lichaamsdeel.
- waterdicht en ademend materiaal voor duurzaamheid en hygiëne.

### DUBBELE KAMERTECHNOLOGIE

- hiermee kunnen **zowel koude als compressie** afzonderlijk van elkaar circuleren.

### KOUDE THERAPIE (1-10°C)

- ijskoud water stroomt gelijkmatig door de gehele manchet, wat zorgt voor **een uniforme afkoeling**.
- de laagste geregistreeerde huidtemperatuur bedraagt 5°C.
- de **optimale voordelen van cryotherapie** treden op bij temperaturen tussen **4,5°C en 15,5°C**.

### COMPRESSIETHERAPIE (5-75 mm Hg)

- de ingebouwde luchtkamer is gekoppeld aan een compressor, die **afwisselend compressie en ontspanning** mogelijk maakt.

## MAKKELIJK TE GEBRUIKEN

- aansluiten op de Game Ready-unit en klaar voor gebruik.

## HYGIËNE

- de manchetten zijn voorzien van een afritsbare beschermhoes, die apart verkrijgbaar is.  
SELECTEER HET TYPE MANCHET DAT U NODIG HEEFT HIERNAAST.