

# Mondmasker chirurgisch type IIR niet steriel - 3

**gymna**

## lagen - oorelastiek - zwart (50 st) (THT 2024)

Art: 9141516



### Productinformatie

Een chirurgisch mondmasker bedekt neus, mond en kin. Deze mondmaskers zijn van het type IIR.

#### DOEL CHIRURGISCH MONDMASKER

- belangrijkste doel is **anderen beschermen** tegen de verspreiding van bacteriële of virale lucht uitgedemd door de drager.
- de drager beschermen tegen het inademen van schadelijke, virale stoffen of bacteriën.
- geschikt voor **medisch en particulier gebruik**.

#### SPECIFIEKE KENMERKEN

- wegwerpmondmasker
- gemaakt van polypropyleen met 3 lagen
- spat- en vochtbestendig: (kPa  $\geq$ 16)
- BFE (bacterial filtration efficiency): minimaal 98%
- elastische bevestigingslussen voor achter het oor
- doos met 50 stuks

*Type IIR: Bacteriële filterefficiëntie (%) ? 98% \* Ademweerstand (Pa/cm<sup>2</sup>) 49,0 Pa \* Spatweerstand (kPa) ? 16,0 mm Hg. CE-gecertificeerd als medisch hulpmiddel en voldoen aan ISO 14683:2019. Deze mondmaskers zijn tevens in het kader van Covid-19 door het LCH getest, gecontroleerd en goedgekeurd (april 2020).*