


# Thera-Band Hand Xtrainers - medium - rood

***gymna***

Art: 579590 | Merk: [THERA-BAND](#)



## Productinformatie

De **TheraBand Hand Xtrainer** is een ideaal hulpmiddel voor handtherapie, in de praktijk en thuis. Extensie- en flexie-oefeningen zijn mogelijk in vier progressieve weerstandsniveaus. Dit betekent dat de vingergewrichten zowel gebogen als gestrekt kunnen worden tijdens de handtraining.

Het hoogwaardige materiaal (polyurethaan) - bekend van de TheraBand handtrainer - maakt ook koude- en warmtetoepassingen mogelijk (geschikt voor koelkast of magnetron) en kan worden gedesinfecteerd in kokend water.

## Specificaties

Verkrijgbaar in vier weerstanden:

- rood: medium
- groen: sterk
- blauw: extra sterk
- zwart: speciaal sterk

Diameter: 12 cm

Materiaal: polyurethaan