

Veroval 2 in 1 infrarood thermometer

gymna

Art: 9081120 | Merk: [HARTMANN](#)



Productinformatie

Om snel en eenvoudig uw temperatuur te meten in het oor en op het voorhoofd. **SPECIFIEKE KENMERKEN**

- 2 meetmethoden (oor en voorhoofd)
- Hoge meetnauwkeurigheid
- Snelle infrarood meting: in 1 seconde
- Hygiënisch meten in het oor met beschermkapjes voor eenmalig gebruik

OPTIES

- 20 beschermkapjes voor eenmalig gebruik

INHOUD

- Toestel Veroval 2 in 1 infrarood thermometer
- Inclusief 10 beschermkapjes voor eenmalig gebruik
- Gebruiksaanwijzing