

Blackroll Compression Boots Recovery - reservebatterij

Art: 577076 | Merk: BLACKROLL

gymna

€ 49,79

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De **BLACKROLL reservebatterij** is een hoge kwaliteit, hoge prestatie batterij speciaal ontworpen voor gebruik met de BLACKROLL Compressielaarzen. Met deze vervangende batterij kunt u ervoor zorgen dat uw Compression Boots altijd klaar zijn voor gebruik.

Specificaties

- 1.000 mAh lithium-ion batterij
- USB-C oplaadaansluiting
- Oplaadtijd: ca. 1,5 uur
- Stand-by: 60 minuten (bij gemiddeld drukniveau)