



Productinformatie

- halfrond kussen met plat ondervlak voor optimaal comfort in uw praktijk.
- voor een goede positionering van uw patiënt.
 - rol voor onder de knie in ruglig.
 - rol voor onder de enkel in buiklig.
- kleur: graniet
- kwaliteitsvol kunstleder in PU, te desinfecteren met alcohol of andere gangbare desinfecteermiddelen.
- hoge resistentie tegen veelvuldige wrijving en zweet.
- afgewerkt met een verdoken rits, wat de kans op beschadiging van de tafel tot een minimum herleidt.
- lengte 50 cm, hoogte 15 cm.
- made in Belgium.