


# Enkel weerstandsband set - MoVeS - 4 weerstanden **gymna**

Art: 531050 | Merk: **MOVES**



## Productinformatie

De Ankle Tough weerstandsband van MoVeS bestaat uit een latexvrije lus die in het midden is samengestikt. Beide voeten worden elk in 1 lus gestoken en werken samen: de ene voet zorgt voor fixatie terwijl de andere beweegt. Mogelijke bewegingen: flexie, extensie, eversie, inversie, rotatie. Ideaal hulpmiddel voor het versterken van kuitspieren en intrinsieke en extrensieke voetspieren Geleverd in een set van 4 verschillende weerstandsbanden.