

TX handvat voor Winback

Art: 580550 | Merk: WINBACK

gymna

€ 712,69

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Tecar X of TX is een intelligente handgreep waarop het volledige gamma van de nieuwe generatie Winback elektroden past.

De TX herkent de verschillende soorten elektroden en programma's en past zich automatisch hieraan aan.

In combinatie met de Dynamic Power-In technologie levert de TX steeds het juiste vermogen op basis van de impedantie van de patiënt en de grootte van de elektroden.