

Omron bloeddrukmeter M6 Comfort - automatisch - **gymna**

wit

Art: 502162 | Merk: [OMRON](#)



Productinformatie

BLOEDDRUKMETER OMRON M6 COMFORT: toestel met **klinische, diabetische en zwangerschapsvalidatie** voor een automatische snelle en nauwkeurige bloeddrukmeting! Aanbevolen door cardiologen als **zeer accurate bloeddrukmeter met meting van gemiddelde bloeddruk voor thuisgebruik**. Ook voor medische en paramedische praktijken, verpleeginstellingen, scholen, woon- en zorginstellingen, rusthuizen, ... **GEMIDDELDE VAN 3 OPEENVOLGENDE METINGEN**

- de Omron M6 Comfort bloeddrukmeter onderscheidt zich door zijn **3 opeenvolgende metingen met tussenpozen van 30 seconden** hetgeen resulteert in een **nog nauwkeuriger indicatie** van de bloeddruk

DETECTIE ATRIUMFIBRILLATIE, ONREGELMATIGE HARTSLAG EN HOGE BLOEDDRUK

- detecteert en toont een symbool bij **atriumfibrillatie** (AFib - bevende onregelmatige hartslag die kan leiden tot hart-gerelateerde complicaties)
- detecteert eveneens een **onregelmatige hartslag** (aritmie).
- rode LED aanduiding van **hoge bloeddruk** wanneer deze tijdens de meting hoger was dan de normale waarde

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

- de unieke Intelli Wrap Cuff van Omron bloeddrukmanchet minstens 1 vinger boven de elleboog aanleggen
- **één enkele knop**: druk START' en uw Omron M6 Comfort bloeddrukmeter begint te meten

- meting stopt automatisch, weergave van bloeddruk en hartslag

INTELLIGENTE MANCHET

- melding als de manchet niet op de juiste manier is vastgemaakt
- de **lichaamsbewegingsdetector** laat u weten of er te veel beweging is om een nauwkeurige bloeddrukmeting te krijgen
- **'intellisense'** technologie:
 - pompt de voorgevormde manchet altijd op tot de juiste druk (nooit te hard)
- **360° nauwkeurige meting ongeacht de positie van de manchet rond de arm**

ANDERE SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN M6

- berekening mogelijk van **weekgemiddelde** ochtend en avond
- slaat 100 metingen per gebruiker op
- compact (l x b x h): 191 x 120 x 85 mm - 460 g
- geleverd in een etui, inclusief Intelli Wrap Cuff (220 tot 420 mm omtrek) en batterijen

Voldoet aan de eisen van de 'European Society of Hypertension'.