

# Ergofit Recumbent 4000 MED - wit

**gymna**

Art: 580151 | Merk: [ERGOFIT](#)



## Productinformatie

ZITFIETSERGOMETER van superieure kwaliteit met een uitstekende, betrouwbare techniek en technologie voor cardiovasculaire revalidatie, (sport)training.

Zeer solide en stabiele zitfiets voor professioneel gebruik: **cyclische beweging in een half liggende / half zittende positie**. Deze houding ontlast de tussenwervelschijven: dit maakt deze Recumbent 4000 ook uiterst geschikt voor personen met rugproblemen.

### ALGEMENE KENMERKEN

- extra brede en lage instap.
- hartslaggestuurde training (via Polar borstband, meegeleverd).
- eenvoudige bediening.
- wervelstroomrem.
- bereik: lage startbelasting: 15 - 600 W in stappen van 5 W.
- toerental: 20 - 120 t/min.
- max. gebruikersgewicht: 200 kg.
- verrijdbaar, voorzien van 2 wieltjes.
- taal te selecteren op het display.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- zetel met ergonomische rugleuning.
- zetel horizontaal verstelbaar, schaalaauiding voor terugvinden van de juiste individuele positie.
- trainingsmogelijkheden: manueel of hartslaggestuurd, 5 vaste profielen.
- parameters op het display: WATT, PULSE, TIME, DIST., T/MIN, KCAL.
- accuraatheid: 10 % (MED versie 5% tot 400 W, 10% vanaf 400 W).
- afmetingen (LxBxH): 160x54x125 cm
- gewicht: +/- 79 kg.

### KEUZE MOGELIJKHEDEN

- frame: wit of antraciet.

- scherm: grafisch LED scherm met druktoetsen of kleuren touchpanel.
- uitvoering: standaard of MED (medisch gekeurd volgens MDR).
- chip: voorzien van RFID lezer (compatibel met Vitality care software).