

Gaitkeeper Mini revalidatieloopband 2e generatie, **gymna**

incl. handensteun - 21 inch

Art: 563082 | Merk: [LITEGAIT](#)



Productinformatie

Revolutionaire 'draagbare' loopband voor gangrevalidatie.

- voorzien van wielen: kan tot op de kamer van uw patiënt/cliënt gereden worden.
- heeft slechts een vloeroppervlak van iets meer dan een halve m² nodig.
- makkelijk te gebruiken in combinatie met
 - evenwijdige barren.
 - élk type LiteGait (partiële gewichtsbelasting).
- perfect inzetbaar in praktijken, ziekenhuizen en rusthuizen.
- de handensteun is standaard meegeleverd.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- kleine maar krachtige loopband.
 - voor pediatrisch gebruik.
 - voor volwassenen tot 155 kg.
- constante snelheid, regelbaar van 0,2 -5 km/u.
- bediening: afstandsbediening met kabel.
 - weergave van snelheid, afstand en tijd.
- loopoppervlak (l x b): 102 x 53 cm.
- opstaphoogte: ca. 15 cm.
- MDD.