

# Ergofit Vector Squat Press MED - antraciet

**gymna**

Art: 512421 | Merk: [ERGOFIT](#)



## Productinformatie

**SQUAT PRESS** voor de versterking van het volledige bovenbeen **SPIERGROEPEN:** Mm. ischiocrurales, Mm. Quadriceps femoris , mm. Glutei, m. gastrocnemius, m. soleus **LOAD**

- Max: 200 kg
- weerstand: aanpassing per 7,5 kg / 2,5 kg MED

### ALGEMENE KENMERKEN

- op beperkte oppervlakte opstelbaar
- eenvoudige bediening
- focus op ergonomie en toegankelijkheid
- met indirecte LED verlichting en modern design

### OPTIONEEL EXTRA TE VERKRIJGEN

- MED versie:
  - MDD gekeurd
  - inclusief ROM begrenzer
  - tussengewicht: in stappen van 2,5 en 5 kg
- T versie:
  - kleuren touchscreen
  - toont begin- en eindpositie van de oefening
  - real-time feedback tijdens uitvoering (gewicht, aantal herhalingen, tempo)
- CVT (= Connected Vitality Touchscreen) versie:
  - kleuren touchscreen
  - toont begin- en eindpositie van de oefening
  - real-time feedback tijdens uitvoering (gewicht, aantal herhalingen, tempo)
  - chipkaart lezer (RFID)
  - compatibel met Vitality system software

## KLEUREN

- kleuren frame
  - zwart frame met witte afscherming van gewichtenstapel
  - zwart frame met zwarte afscherming van gewichtenstapel
- kleuren bekleding
  - zwart – met zwarte, groene of rode stikking
  - charcoal (antraciet)
  - cactus (groen)
  - sky (blauw) – met blauwe of gele stikking
  - cherry (rood)
  - smoke (bruin)
- kleuren LED verlichting
  - rood
  - groen
  - blauw
  - wit