

Push ortho Duimbrace CMC L1

gymna

Art: 231111 | Merk: [PUSH](#)



Productinformatie

De Push CMC stabiliseert het basisgewricht van de duim (CMC) en positioneert de duim in een functionele stand. Hierdoor wordt de functie van de hand gewaarborgd, en symptomen als pijn en krachtverlies beperkt. De materiaalkeuze en de afgeronde randen garanderen optimaal draagcomfort en kan door het eenvoudige sluitsysteem gemakkelijk zelf worden aangelegd. Het product is antimicrobieel, geschikt voor gebruik in water en kan gemakkelijk worden afgedroogd **INDICATIES**

- Artrose van het CMC-I gewricht
 - Postoperatieve nabehandeling van het CMC-I gewricht
 - Status na artroplastiek van het CMC-I gewricht
 - Instabiliteit van het CMC-I gewricht
-
- + Positioneert de duim in een functionele stand.
 - + Volledig waterbestendig en antimicrobieel.
 - + Handfunctie blijft volledig bewaard.
 - + Optimaal draagcomfort door afgeronde randen.
 - + Kan in water worden gebruikt en gewassen worden.
-
- Voor de skiduim kies de Push Sports Duimbrace.