

Thera-Trainer Mobi 2,7", ond/bov ledematen, draagbaar

gymna

Art: 561110 | Merk: [THERATRAINER](#)



Productinformatie

Deze THERA-Trainer van de serie Mobi, type 540 is een draagbaar, gemotoriseerd basisapparaat voor actief/passief trainen van onderste en bovenste ledematen. Dit kleine en draagbare apparaat is geschikt voor gebruik voor revalidatie alsook voor thuisgebruik, het is niet geschikt voor personen met zware fysische of mentale beperkingen. **SPECIFIEKE KENMERKEN**

- staat zeer stabiel op de vloer (onderste ledematen) of op een tafel (bovenste ledematen).
- geprofileerde grote voetschalen met fixatierimpjes.
- ergonomische therapie-handgrepen voor het trainen van het bovenlichaam.
- het bevestigen (verwisselen) van voetschalen of handgrepen gebeurt d.m.v. een eenvoudig kliksysteem.
- kleurendisplay - 2,7" scherm - met weergave van toerental, belasting, afstand, calorieën, tijd, ...
- evaluatie trainingsresultaat: afstand en calorieën.
- afstandsbediening (met display) en bevestigingssysteem.
- de bediening is eenvoudig, logisch en duidelijk.
- start/stop schakelaar.
- veiligheidsstop bij overbelasting.
- motor 100 W, zowel bij voorwaarts- als achterwaarts draaiend.
- toerental: 0 - 60 RPM.
- weerstand: 0 - 15.
- minuterie: 1 - 180 min.
- voorzien van regelbare anti-slip voetjes.

OPTIONELE SPECIFIEKE TOEBEHOREN

- draagtas (art. 561.264).

- diverse nuttige en praktische steunen te monteren op de therapie-handgrepen (bovenste ledematen), zodat deze aangepast kan worden aan de specifieke behoeften van de patiënten/residenten.