

# Artzt Vitality harnas

**gymna**

Art: 577169 | Merk: ARTZT VITALITY



## Productinformatie

Dit speciaal ontworpen HARNAS voor de ARTZ VITALITY HRT tubing **maakt het lopen en sprinten tegen weerstand veilig en comfortabel.** SPECIFIEKE KENMERKEN

- buitenkant nylon, binnenkant schuim.
  - schuimvulling aan de binnenkant maakt het oefenen comfortabel.
  - 4 stevige metalen ogen in het harnas.
- de stevige musketiershaak van de HRT tubing sluit het harnas en bevestigt het aan de HRT tubing.
- bestand tegen hoge trekkrachten.

### REINIGEN

- reinig de nylon coating met een vochtige doek of zachte borstel.