

# Dauerbinde K windel - 6 cm x 7 m

**gymna**

Art: 9249260 | Merk: [LOHMANN & RAUSCHER](#)



## Productinformatie

**DAUERBINDE K, REKVERBAND VAN DUURZAME KWALITEIT** Dankzij de unieke samenstelling - bestaande uit 58% katoen, 24% polyamide, 8% elastaan en 10% viscositeit, met als gevolg **de variabele compressie en de enorme rekbaarheid** (tot 170%) - leent Dauerbinde K zich uitstekend als ondersteunend en drukverlagend verband voor ligamenten en gewrichten. Deze **langerekverbanden** hebben een hoge rustdruk, en moeten dus niet verwijderd worden wanneer de patiënt rust of slaapt. Door hun **eenvoudig gebruik** kunnen zelfs mensen met weinig ervaring deze makkelijk toepassen. Vanwege hun zachte weefsel sluit het stof zich goed aan op het lichaam. Dit verband is wasbaar en makkelijk schoon te maken. **TOEPASSINGEN**

- voor compressietherapie (lymfologie en flebologie)
- voor ondersteuning en verlichten van het musculair systeem
- beschermen van ledematen
- voorkomen van bloeduitstortingen

### VOORDELEN

- eenvoudig aan te brengen - zelfs voor degenen met weinig ervaring
- zachte stof die zich makkelijk aanpast aan het lichaam
- hoge trekkracht
- hele zachte, soepele, goede vervorming
- tot 170% rekbaar

### EIGENSCHAPPEN

- hoge rustdruk, lage werkdruk
- gestructureerde weefselstructuur
- crème-kleurig
- huidvriendelijk
- ademende stof