

Push Sports Polsversteviger Rechts

gymna

Art: 241220 | Merk: [PUSH SPORTS](#)



Productinformatie

Bij lichte overbelastingsklachten aan de pols is de Push Sports Polsversteviger een zeer geschikte oplossing. De polsversteviger biedt compressie en ondersteuning rond de pols waardoor pijnklachten tijdens het sporten verminderen. Door het slanke en comfortabele materiaal voelt de brace prettig aan. De polsversteviger heeft een eenduidige positionering en de antislip stroken van TPU zorgen voor een goed positiebehoud. Dit resulteert voor de gebruiker in een veilig en zeker gevoel tijdens het sporten.

INDICATIES

- Ter preventie van terugkerende overbelastingsklachten in het polsgewricht
 - Bij lichte overbelastingsklachten in het polsgewricht
 - Bij verhoogde speling in het polsgewricht
-
- + Vermindert pijnklachten en biedt een veilig gevoel tijdens sport
 - + Biedt druk rond de pols en lichte ondersteuning
 - + De mate van druk is individueel instelbaar
 - + Uitstekend positiebehoud bij aanleggen en gebruik
 - + Eenvoudig en snel met één hand aan te leggen
-
- Geen mechanische verstevigingen