

Quickpad Alcoholswabs in dispenser (150 st)

gymna

Art: 9021747



Productinformatie

De QUICKPAD ALCOHOLSWABS bieden een snelle en effectievelijke manier om **huid en oppervlakken te reinigen en te desinfecteren**.

De handige **dispenser met 150 swabs** is compact en eenvoudig te bewaren, waardoor u altijd een voorraad bij de hand heeft.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

- afzonderlijke pads **verzadigd met 70% isopropylalcohol**, geheel gesteriliseerd voor een krachtige en snelleontsmetting van de huid en kleine oppervlakken.
- de swabs zijn klein en handig in gebruik, ideaal voor het reinigen van injectieplaatsen, bloedafnamepunten of medische apparatuur.