

Blackroll Recovery Pillow - slaapkussen

gymna

Art: 577123 | Merk: [BLACKROLL](#)



Productinformatie

Oprolbaar hoofdkussen voor een ontspannen slaap

Slaap is nog steeds één van de belangrijkste manieren om te herstellen. Het Recovery Pillow van Blackroll zorgt voor een goede nachtrust, zowel op het thuisfront als op reis. Omwille van zijn praktische afmetingen en het feit dat je het eenvoudig kan oprollen, is het handig om mee te nemen. Zo heb je altijd je eigen kussen bij de hand en stijgen je kansen op een zalige nachtrust. **High Tech Memory Foam** Bij dit hoofdkussen werd er gebruik gemaakt van het High Tech Memory Foam. Dit is niet alleen elastisch en ademend, maar ook uitstekend in het behouden van zijn vorm. Het traagschuim past zich snel aan aan jouw natuurlijke slaappositie zodat jouw schouders en nek kunnen ontspannen. Binnenin zorgen de ventilatiekanalen ervoor dat het vocht dat jij 's nachts verliest, goed gereguleerd wordt. **Voor elke slaappositie geschikt** Dit kussen is bijzonder zacht en schikt zich naar jouw behoefte. Richt de ergonomisch gevormde nekboog naar onder en je schouders, nek en andere omliggende spieren kunnen rekenen op een goede ondersteuning. Daardoor ontstaat er minder spanning in deze regio. Of je nu op je rug, buik of zij slaapt, dankzij de verschillende gevormde kussenzijdes is het voor iedereen geschikt.

Specificaties

- Gewicht: 805 g
- Afmetingen kussen: 50x30x11 cm
- Wasvoorschriften: kussensloop en tas wasbaar tot 40°
- Inbegrepen: kussen, kussensloop en reistas