

# Transducer convex 3D/4D D2-6C - Vinno

***gymna***

Art: 568275 | Merk: [VINNO](#)



## Productinformatie

**Transducer voor Vinno echografen - D2-6C broadband curved array array volume.**

- Gezichtsveld: 70 graden.
- Convexe straal: 40 mm.
- Toepassing: buik, OB/Gyn, urologie.
- Frequentiebereik: 3,0-5,5 MHz.
- Afmetingen: 76mm×50mm.
- Middenfrequentie: 4,0 MHz.
- Transducerelementen: 128.
- Gepulseerde golf (wave) Doppler, kleur Doppler, power Doppler, harmonische, **3D/4D grijstinten en 3D kleurmodi**.
- Instelling voor meerdere beeldfrequenties in 2D, harmonische, kleuren Doppler en golf (wave) Dopplermodi.