

BH Magsys - Long Magbridge

Art: 564745 | Merk: BH

gymna

€ 10.245,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

BH Magsys is een modulair systeem voor functional training, suspensietraining, oefenen met elastische weerstand, HIIT, crosstraining, individuele of groepstraining, ...

- 100% aanpasbaar waardoor u het beste haalt uit iedere ruimte.
- de versterkte structuur – uit 33 mm dik staal – is te bevestigen tegen de muur of in de vloer (afhankelijk van het model).
- elk model (wall, basisstructuur) is voorzien van een sportraam, haken en ophangpunten voor suspensietrainers, elastieken, battle ropes, ... maar kan ook uitgebreid worden met open en gesloten leggers voor het opbergen van oefenmateriaal, land mines, dip station en step station.

BH MAGSYS LONG MAGBRIDGE

Vrijstaande opstelling van 2 basisstructuren, verbonden door een brug met monkey bars.

- 2 sportramen met elk 11 sporten.
- 2 naar voor uitstekende pull up bars.
- 12 ophangpunten.
- 8 haken (onderaan) voor elastieken, battle ropes, ...
- 2 monkeybars van 5 sporten – 1 vlakke en 1 helling.
- afmetingen (l x b x h): 740 x 120 x 254 cm.
- gewicht: 585 kg.
- wordt vrijstaand in de vloer bevestigd.

Accessoires zoals leggers, landmine, ... zijn apart verkrijgbaar en niet inbegrepen.

Uw vertegenwoordiger adviseert u graag bij het samenstellen van de BH Magsys modules die het best passen in uw praktijk of oefenzaal.

