

Kwell Iron Bench - zwart/rood - excl. accessoires

gymna

Art: 578940.N | Merk: [KWELL](#)



Productinformatie

Bij de Kwell Iron Bench zijn FUNCTIE en OPLOSSING samengebracht in één enkel toestel.

- eerste functionele trainingsbank die solide, praktisch, **minimaal** en uniek is.
- volledig ontworpen en vervaardigd voor een professioneel en intensief gebruik, maar u kunt er ook alle benodigde oefenmaterialen voor functionele training in opbergen.

FUNCTIONEEL ONTWERP

- speciale openingen die uit de structuur zijn gesneden, worden perfecte ankerpunten voor elastische banden, kabels en handvatten.
- geen uitstekende haken of structuren: voorkomt elk risico dat iemand erover struikelt.
- de stang is bijzonder geschikt om Revoring of een battle rope te bevestigen.
- materiaal: staal met poedercoating, bekleding met gesloten celstructuur, antislip en antibacterieel.