

## Carob

Art: 195822CAR | Merk: [GYMNA](#)



## Productinformatie

Gymna zitkrukken passen perfect bij de Gymna behandelafels. Samen zorgen ze voor een professionele uitstraling van uw praktijk.

### ZITTING

- comfortabel, zadelvormig kussen met een breedte van 42 cm.
- het zadel creëert **een grotere hoek in de heupen** en **tilt het bekken voorwaarts** waardoor de wervelkolom terug haar **natuurlijke S-vorm** aanneemt.
- aanpasbare pelvic tilt: zorgt voor een **actieve zitpositie** en grotere mobiliteit.
- overtrokken met **dezelfde hoogwaardige Classique bekleding** als de hoog/laag tafels, vrij van phtalaten en biocompatibel.
  - voelt prettig aan en plakt niet aan de huid.
  - sterk, soepel, kleurvast.
  - vlamvertragend, bloed- en urinebestendig.
  - eenvoudig te reinigen met een PH-neutraal zeepsopje.
  - desinfecteerbaar met alcoholvrije desinfecteermiddelen.
  - keuze uit 15 kleuren: uw zitkruk in dezelfde kleur als uw behandelafel.

### ONDERSTEL

- - verstelbaar in hoogte d.m.v. een pneumatische gasveer: 56 - 75 cm
  - stabiele, vijfarmige rolvoet in aluminium, diameter 50 cm.
  - uitgevoerd in een krasvaste witte poederlak coating.
  - geleverd met zachte 'selflock' wielen: de stoel staat vast wanneer er geen gewicht op is, zodra u neerzit deblokkeren de wielen en is de stoel vlot verrolbaar.
  - maximale belasting: 150 kg.