

Graded Pinch finger trainer - progressieve

gymna

wasknijpers - complete set, box, statief, 50 knijpers ass

Art: 586060 | Merk: [CANDO](#)



Productinformatie

Deze extra grote knijpers werden speciaal ontworpen voor handoefeningen.

5 gradaties in 5 goed herkenbare kleuren met elk een verschillende weerstand.

Deze complete set omvat een opbergdoos met 3 horizontale metalen stangen van verschillende Ø.

Een verticale stang van 95 cm geeft de mogelijkheid tot oefenen in de hoogte.

Met verschillende handgrepen kunnen de wasknijpers op de baren bevestigd, losgemaakt of verplaatst worden.

Sterktes: geel 450 g rood 900 g groen 1800 g blauw 2700 g zwart 3600 g.

Extra knijpers kunnen [afzonderlijk](#) besteld worden per kleur.

Specificaties

- 5 x 10 wasknijpers met verschillende weerstand per kleur
- 1 oefenstatief met 3 horizontale en 1 verticale bar