

# Elektrode capacitief bipolair - Gymna Care 300 - 44 ***gymna*** mm

Art: 349514 | Merk: GYMNA

€ 167,00

Stukprijs incl. BTW.



## Productinformatie

Bij capacitieve elektroden is het elektromagnetische veld het sterkst, meteen onder de elektroden.

Behandelingen met capacitieve elektroden zijn het meest gericht op zacht weefsel, waarvan bekend is dat het het meeste water bevat en de hoogste elektrische geleiding heeft, zoals de huid, het lymfesysteem, het veneuze systeem en spieren.

De bipolaire capacitieve elektrode is enkel te gebruiken met het handpiece voor resistieve en capacitieve bipolaire toepassingen (art. 349503).