

MoVeS oefenband - 1,5 m - licht/geel - verdeelbox ***gymna***

(25 st)

Art: 525052 | Merk: MOVES



Productinformatie

MoVeS band is een **elastische** latex **oefenband** van premium kwaliteit. De unieke **Snap-Stop** eigenschap maakt de weerstandsband extreem slijtvast en **scheurresistent**. Dit garandeert de **veiligheid** van de patiënt tijdens weerstandstraining. Ideaal om **mee te geven aan de patiënt om thuis te oefenen**. Voor het verbeteren van:

- spierkracht.
- beweeglijkheid.
- coördinatie spiergroepen.

SPECIFICATIES MoVeS BAND

- **lengte: 1,5 m.**
- de weerstand wordt bepaald door de mate van uitrekking (lineair) en de dikte/kleur van de oefenband.
 - geel: licht.
 - rood: medium.
 - groen: sterk.
- **poedervrij:** minder dan 2mg/dm².

UW MoVeS PAKKET OMVAT

- verdeeldoos.
- **25 stuks**, apart verpakt.