

Mondmasker chirurgisch type IIR - 3 lagen - 4

gymna

bindlinten (50 st)

Art: 9151516



Productinformatie

Een chirurgisch mondmasker bedekt neus, mond en kin. Deze maskers zijn van het type IIR. **DOEL**
CHIRURGISCH MONDMASKER

- belangrijkste doel is **anderen beschermen** tegen de verspreiding van bacteriële of virale lucht uitgedemd door de drager.
- geschikt voor **medisch en particulier gebruik**.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- wegwerpmondmasker
- gemaakt van polypropyleen met 3 lagen
- spat- en vochtbestendig: (kPa ≥ 16)
- BFE (bacterial filtration efficiency): minimaal 98%
- manueel vastmaken van 4 bindlinten zorgt voor een **betere pasvorm, zeker bij kleine en smalle gezichten**
- doos met 50 stuks

*Type IIR: Bacteriële filterefficiëntie (%) ? 98% * Ademweerstand (Pa/cm²) 49,0 Pa * Spatweerstand (kPa) ? 16,0 mm Hg. CE-gecertificeerd, voldoen aan EN 14683:2019.*