

Dubbelzijdige tape - 5 cm x 25 m

gymna

Art: 581070



Productinformatie

Bevestiging van uw sprinttrack zonder verlijming

Wilt u uw sprinttrack niet verlijmen? Geen probleem! U kunt uw track eenvoudig bevestigen met dubbelzijdige tape.

Voor een stevig en stabiele bevestiging heeft u tape nodig die ongeveer de helft van de totale oppervlakte van de track bedekt.

Voorbeeld:

bij een sprinttrack van 2 x 10 meter (20m²) heeft u 4 rollen dubbelzijdige tape van 10 cm x 25 m nodig.

Specificaties

- Lengte: 25m
- Breedte: 5 - 10 of 15 cm
- Per stuk